

PWSK-4501

Carte de stockage interne (2 To)



Overview

Carte de stockage interne (2 To)

La carte de stockage interne PWSK-4501 (2 To) est destinée au serveur Live PWS-4500 équipé d'une capacité de stockage de 2 To dans sa configuration standard. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage jusqu'à 8 To en installant trois cartes PWSK-4501.

Augmentation de la capacité de stockage du serveur PWS-4500 jusqu'à 8 To.

En installant trois cartes PWSK-4501 sur le serveur PWS-4500, vous bénéficiez d'une grande capacité de stockage (jusqu'à 8 To) sur le serveur Live.

Gallery

