

## SU-32FW

Support pour moniteur



### Overview

#### **Fixation de table sécurisée pour le moniteur médical 3D LMD-3251 MT**

Le support SU-32FW garantit une fixation stable du moniteur médical 3D 32 pouces Full HD LMD-3251MT sur une table, une armoire ou un chariot médical.

Les câbles de connexion sont parfaitement protégés par un couvercle amovible à l'arrière du socle du moniteur.

Les fixations de sécurité offrent une stabilité accrue lorsque le moniteur est placé près d'un mur.

## Gallery

