

SU-560

Support pour moniteurs médicaux LMD-1951MD, LMD-2451MD et PVM-2551MD



Overview

Le Sony SU-560 a été spécialement conçu pour les moniteurs médicaux LCD LMD-1951MD, LMD-2451MD et PVM-2551MD. Quatre trous filetés, disposés en bas de la plaque, permettent de le fixer de manière permanente sur les chariots médicaux.

Features

Support spécialement conçu pour les moniteurs médicaux

Le support SU-560 a été spécialement conçu pour les moniteurs médicaux LCD LMD-1951MD, LMD-2451MD et PVM-2551MD.

Installation facile sur les chariots médicaux

Quatre trous filetés, disposés en bas de la plaque du SU-560, permettent de le fixer de manière permanente sur les chariots médicaux.

Gallery

