

## UPT-M710BL

Film thermique bleuté à haute densité pour le reprographe à sec UP-DF750



### Overview

Film thermique bleuté 8" x 10" pour une utilisation avec le reprographe à sec UP-DF750 FilmStation de Sony. Ce film de haute qualité et haute densité est adapté à la mammographie.

Le kit contient 125 feuilles de film.

Format du film : 202 x 253 mm (8 x 10 pouces).

### Specifications

#### Spécifications techniques

Type of Media	Film thermique bleuté
Contenu	125 feuilles/kit
Paper/Film Size	202 x 253 mm 8 x 10 pouces
Print Pages for One Roll	125 feuilles/kit
Supported Printers	UP-DF750

## Gallery

