

UPT-M712BL

Film thermique bleuté à haute densité pour le reprographe à sec UP-DF750



Overview

Film thermique bleuté 10" x 12" pour une utilisation avec le reprographe à sec UP-DF750 FilmStation de Sony. Ce film de haute qualité et haute densité est adapté à la mammographie.

Le kit contient 125 feuilles de film.

Format du film : 253 x 304 mm (10 x 12 pouces).

Specifications

Spécifications techniques

Type of Media	Film thermique bleuté
Contenu	125 feuilles/kit
Paper/Film Size	253 x 304 mm 10 x 12 pouces
Print Pages for One Roll	125 feuilles/kit
Supported Printers	UP-DF750

Gallery

