

RM-91

Télécommande filaire pour imprimantes médicales



Overview

Cette télécommande filaire en option peut être utilisée pour contrôler les imprimantes médicales UP-991AD, UP-971AD, UP-990AD, UP-970AD, UP-X898MD, UP-897MD et UP-25MD de Sony.

Connecteur : Mini-jack stéréo

Longueur du câble : 5 m

Poids : 80g

Specifications

Spécifications techniques

Description	Télécommande
Connecteur	Mini-prise stéréo
Longueur du câble	5 m
Poids	80 g
Accessoires	Manuel d'utilisation (1)
Supported Printers	UP-20, UP-21MD, UP-25MD, UP-55MD, UP-897MD, UP-990AD, UP-970AD

Gallery

