

UPA-500

Kit de nettoyage pour les imprimantes médicales des séries UP-DF750, UP-DF550 et UP-DF500



Overview

Ce kit de nettoyage est compatible avec les imprimantes médicales des séries UP-DF750, UP-DF550 et UP-DF500 de Sony.

Le kit de nettoyage contient : 5 rouleaux de nettoyage, 5 feuilles de papier de nettoyage, 1 film d'emballage.

Specifications

Spécifications techniques

Description	Kit de nettoyage
Contenu	5 rouleaux de nettoyage 5 feuilles de papier de nettoyage 1 film d'emballage
Supported Printers	UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750

Gallery

