

## UPP-210SE

Consommables d'impression thermique noir et blanc standard format A4 pour les imprimantes médicales UP-991AD / 990AD / 971AD / 970AD



### Overview

Consommables d'impression thermique noir et blanc standard format A4 pour les imprimantes médicales UP-991AD/990AD/971AD/970AD.

Environ 130 impressions par rouleau. (Taille de l'image : 150 x 210 mm)

Format du papier : 210 mm (L) x 25 m.

Ce produit est disponible en unités de 5 rouleaux par carton

### Specifications

#### Spécifications techniques

Type of Media	Consommables d'impression standard
Contenu	210 mm x 25 m
Paper/Film Size	210 mm x 25 m 8 1/4 x 984 pouces
Print Pages for One	Environ 130 impressions par rouleau (taille de l'image : 150 x

Roll

210 mm)

---

## Gallery

