

UPT-210BL

Film thermique bleuté transparent pour l'imprimante médicale UP-990AD



Overview

Film transparent thermique bleuté pour une utilisation avec les imprimantes graphiques hybrides Sony UP-991AD, UP-990AD et UP-980AD.

Environ 42 impressions par rouleau.

Format du papier : 210 mm (L) x 12,5 m

Specifications

Spécifications techniques

Type of Media	Film thermique bleuté transparent
Contenu	210 mm x 12,5 m
Paper/Film Size	210 mm x 12,5 m 8 1/4 x 492 pouces
Print Pages for One Roll	Environ 42 impressions
Supported Printers	UP-991AD, UP-990AD, UP-980AD

Gallery

