

AD-KIT88B

Kit di accessori per microfoni
lavalier ECM-88/90



Overview

AD-KIT88B è un kit di accessori per microfono lavalier per le serie ECM-88 e ECM-90.

- Progettato per i microfoni lavalier serie ECM-88 e ECM-90
- Comprende quattro tipi di clip microfono (orizzontale/singola, verticale/singola, orizzontale/doppia e di sicurezza a spilla) e sei filtri antivento in uretano (rosso, giallo, verde, blu, grigio e nero)

Gallery

