

RM-91

Remote Commander con cavo per stampanti medicali



Overview

Questo Remote Commander opzionale con cavo pu0 essere usato per controllare le stampanti medicali UP-991AD, UP-971AD, UP-990AD, UP-970AD, UP-X898MD, UP-897MD e UP-25MD di Sony.

Connettore: Mini jack stereo

Lunghezza del cavo: 5 m

Peso: 80 g

Specifications

Specifiche

Descrizione	Remote Commander
Connettore	Mini stereo
Lunghezza del cavo	5 m
Peso	80 g
Accessori in dotazione	Manuale operativo (1)
Stampanti supportate	UP-20, UP-21MD, UP-25MD, UP-55MD, UP-897MD, UP-990AD, UP-

Gallery

