

## SU-32FW

Supporto per monitor



### Overview

#### **Montaggio sicuro su tavolo per il monitor medicale 3D LMD-3251MT**

Il supporto SU-32FW consente un montaggio stabile del monitor 3D Full HD da 32" LMD-3251MT su un tavolo, un armadio per le attrezzature o un carrello medico.

I cavi di connessione sono perfettamente protetti dal coperchio a scatto situato sul retro del supporto del monitor.

Gli attacchi di sicurezza garantiscono un'ulteriore stabilità nel caso in cui il monitor venga posizionato in prossimità di una parete.

## Gallery

