

SU-600MD

Stand progettato appositamente per l'uso con i monitor medicali LCD a schermo piatto di Sony



Overview

Il supporto per monitor SU-600MD è un accessorio opzionale per l'uso nelle strutture sanitarie. È progettato appositamente per l'uso con i monitor medicali LCD a schermo piatto di Sony.

L'elegante supporto per monitor può essere fissato su scrivanie o superfici orizzontali o su dispositivi o sistemi medicali compatibili.

L'angolazione del monitor può essere facilmente regolata in verticale di -10 gradi verso il basso o +20 gradi verso l'alto, afferrando la parte superiore e inferiore del monitor e inclinandolo.

L'SU-600MD è conforme agli standard VESA (Video Electronics Standards Association).

Specifications

Generale

Temperatura di trasporto/stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
-------------------------------------	--------------------

Umidità di trasporto/stoccaggio	Da 20% a 90%
---------------------------------	--------------

Pressione di esercizio/trasporto/stoccaggio	Da 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni (L x A x P) *1	350 x 366,5 x 319 mm
Descrizione	Supporto per monitor
Connettore	VESA
Sommario	Unità di base (1) Unità snodabile (1) Viti M5 x 20 (4) Viti M4 x 14 (4)
Peso	Circa 2,9 kg (6 lb 6,3 oz)
Accessori in dotazione	Istruzioni operative (1) Elenco contatti assistenza (1)

Note

* 1 I valori delle dimensioni sono approssimativi.

Gallery

