

UPA-500

Kit di pulizia per stampanti
medicali della serie UP-DF750,
UP-DF550 e UP-DF500



Overview

Questo kit di pulizia è compatibile con le stampanti medicali della serie UP-DF750, UP-DF550 e UP-DF500 di Sony.

Contenuto del kit di pulizia: 5 rulli di pulizia, 5 fogli per la pulizia, 1 foglio di pellicola per la pulizia.

Specifications

Specifiche

Descrizione

Kit di pulizia

Sommario

Rullo di pulizia x 5

Carta per la pulizia x 5

Pellicola per la pulizia x 1

Stampanti supportate

UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750

Gallery

