

UPC-21S

Pacchetto per stampa a colori di piccole dimensioni A6 per l'uso con le stampanti UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD, UP-D21MD e UP-20.



Overview

Pacchetto per stampa a colori di piccole dimensioni "A6".

Questo prodotto è disponibile in multipli di 6 unità (1 collo principale).

Utilizzato principalmente in applicazioni di endoscopia ed ecografia.

Specifications

Specifiche generiche

Contenuto della confezione	240 supporti di stampa, 3 nastri di inchiostro a colori
Unità ordine	1 confezione (multipli di 6 unità)
Dimensioni	100 x 90 mm

Gallery

