

## UPC-24LA

Pacchetto per stampa a colori autolaminante (dimensione L) per stampanti medicali UP-25MD e UP-D25MD



### Overview

Pacchetto per stampa a sublimazione del colore autolaminante in formato A6 (dimensione L) progettato per l'uso con le stampanti digitali a colori UP-25MD e UP-D25MD di Sony.

Il pacchetto contiene 160 fogli e nastri di inchiostro per le stampe (40 fogli x 4).

Dimensioni del supporto: 144 x 100 mm.

### Specifications

#### Specifiche

Tipo di supporto	Pacchetto per stampa a colori autolaminante
Sommario	160 fogli 4 nastri di inchiostro
Dimensioni carta/lastra	Connettore controllo interruttore (CN501) per telecamera
Stampe per rotolo	Interfaccia seriale ad alta velocità (massimo 38,4 Kb/s)

Stampanti supportate UP-25MD, UP-D25MD

---

## Gallery

