

## UPC-24SA

Pacchetto per stampa a colori autolaminante (dimensione S) per stampanti medicali UP-25MD e UP-D25MD



### Overview

Pacchetto per stampa a sublimazione del colore autolaminante in formato A6 (dimensione S) progettato per l'uso con le stampanti digitali a colori UP-25MD e UP-D25MD di Sony.

Il pacchetto contiene 180 fogli e nastri di inchiostro per le stampe (60 fogli x 3).

Dimensioni del supporto: 100 x 90 mm.

### Specifications

#### Specifiche

Tipo di supporto	Pacchetto per stampa a colori autolaminante
Sommario	Controllo con attrezzature esterne
Dimensioni carta/lastra	con controllo segnale-livello TTL (protocollo VISCA)
Stampe per rotolo	0,7 lx (F1.4, ICR disattivato, 1/60 s) 0,07 lx (F1.4, ICR disattivato, 1/4 s)

Stampanti supportate UP-25MD, UP-D25MD

---

## Gallery

