

UPC-510

Pacchetto per stampa a colori per stampanti medicali UP-50, UP-D50 e P-51MD



Overview

Pacchetto per stampa a sublimazione del colore autolaminante in formato A5 progettato per le stampanti UP-50, UP-D50 e UP-51MD di Sony.

Il pacchetto contiene 200 fogli e un nastro di inchiostro per le stampe.

Dimensioni del supporto: 148 x 210 mm.

Specifications

Specifiche

Tipo di supporto	Da F1.4 a F3 Da f=4,1 mm (wide) a 73,8 mm (tele) Zoom ottico 18x
Sommario	Da 48,9° (Wide) a 2,8° (Tele)
Dimensioni carta/lastra	Da 290 mm (wide) a 800 mm (tele)
Stampe per rotolo	Da 48,9° (Wide) a 2,8° (Tele)

Stampanti supportate 4,4 W (motori attivi)
2,6 W (motori inattivi)

Gallery

