

## UPT-210BL

Lastra termica trasparente blu per stampante medica UP-990AD



### Overview

Lastra termica trasparente blu per l'uso con le stampanti grafiche ibride UP-991AD, UP-990AD e UP-980AD di Sony.

Circa 42 stampe per rotolo.

Dimensioni del supporto: 210 mm (L) x 12,5 m.

### Specifications

#### Specifiche

Tipo di supporto      Lastra termica trasparente blu

Sommario                210 mm x 12,5 m

Dimensioni  
carta/lastra

La funzione di fermo immagine può essere utilizzata mentre la telecamera FCB-H11 sta effettuando operazioni di pan, tilt, zoom, messa a fuoco, inizializzazione dell'ottica od operazioni preimpostate. Ciò aiuta a prevenire la visualizzazione di

immagini non necessarie durante  
queste operazioni.

---

Stampe per rotolo	Circa 42 stampe
-------------------	-----------------

---

Stampanti supportate	UP-991AD, UP-990AD, UP-980AD
----------------------	------------------------------

---

## Gallery

