

## CU-F31

Capsula per microfono dinamico supercardioide per l'uso con i trasmettitori portatili serie DWM-02 e DWZ



### Overview

Sviluppata per applicazioni vocali, incluse performance musicali dal vivo, CU-F31 è una capsula per microfono dinamico supercardioide progettata per l'uso con i trasmettitori portatili delle serie DWM-02 e DWZ

**Capsula per microfono dinamico per l'uso con il trasmettitore portatile DWM-02**

**Trasmettitore portatile**

### Specifications

#### Specifiche generali

Tipo capsula	Dinamica
Dimensioni	Diametro 1 7/8" x altezza 3 1/8"
Direttività	Super-cardioide
Risposta di frequenza	Da 60 Hz a 18 kHz
Peso	5,1 oz.

## Gallery

