

## PWSK-4501

Array di memoria interna (2 TB)



### Overview

#### **Array di memoria interna (2 TB)**

L'array di memoria interna (2 TB) del PWSK-4501 è pensato per il server live PWS-4500 con capacità di storage di 2 TB in configurazione standard. È possibile espandere la capacità di storage fino a 8 TB mediante l'installazione di tre PWSK-4501.

#### **Espansione della capacità di storage di PWS-4500 fino a 8 TB.**

Mediante l'installazione di tre schede di PWSK-4501 nel modello PWS-4500, è possibile raggiungere una vasta capacità di storage fino a 8 TB nel server live.

## Gallery

