

SU-560

Supporto appositamente progettato per i monitor medicali LMD-1951MD, LMD-2451MD e PVM-2551MD



Overview

SU-560 di Sony è stato progettato appositamente per i monitor LCD medicali LMD-1951MD, LMD-2451MD e PVM-2551MD. Grazie ai quattro fori filettati alla base, è possibile installare facilmente il supporto su un carrello per apparecchiature medicali in modo permanente.

Features

Supporto progettato appositamente per monitor medicali

SU-560 è stato progettato appositamente per i monitor LCD medicali LMD-1951MD, LMD-2451MD e PVM-2551MD.

Ideale per l'installazione su carrelli per apparecchiature medicali

Grazie ai quattro fori filettati alla base, è possibile installare facilmente il supporto su un carrello per apparecchiature medicali in modo permanente.

Gallery

