

## UPC-21L

Pacchetto per stampa a colori di grandi dimensioni A6 per l'uso con le stampanti UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD e UP-20.



### Overview

Pacchetto per stampa a colori di grandi dimensioni "A6".

Questo prodotto è disponibile in multipli di 6 unità (1 collo principale).

Utilizzato principalmente in applicazioni di endoscopia ed ecografia.

### Specifications

#### Specifiche generiche

Contenuto della confezione	200 fogli di supporti di stampa, colore 4 nastri di inchiostro a colori
Unità ordine	1 confezione (multipli di 6 unità)
Dimensioni	144 x 100 mm

## Gallery

