

## UPT-210BL

Lastra termica trasparente blu per stampante medicale UP-990AD



### Overview

Lastra termica trasparente blu per l'uso con le stampanti grafiche ibride UP-991AD, UP-990AD e UP-980AD di Sony.

Circa 42 stampe per rotolo.

Dimensioni del supporto: 210 mm (L) x 12,5 m.

### Specifications

#### Specifiche

Tipo di supporto	Lastra termica trasparente blu
------------------	--------------------------------

Sommario	210 mm x 12,5 m
----------	-----------------

Dimensioni carta/lastra	La funzione di fermo immagine può essere utilizzata mentre la telecamera FCB-H11 sta effettuando operazioni di pan, tilt, zoom, messa a fuoco, inizializzazione dell'ottica od operazioni preimpostate. Ciò aiuta a prevenire la visualizzazione di
-------------------------	---

immagini non necessarie durante  
queste operazioni.

---

Stampe per rotolo	Circa 42 stampe
-------------------	-----------------

---

Stampanti supportate	UP-991AD, UP-990AD, UP-980AD
----------------------	------------------------------

---

## Gallery

