

## LMD-KT10

Kit de calibración para monitores de diagnóstico médico serie LMD-DM



### Overview

Este kit fácil de utilizar, compuesto por un software para PC y un sensor, permite un control consistente de la calidad de la serie de monitores LMD-DM de Sony, un requisito esencial en los monitores de diagnóstico médico.

Compatible con monitores de diagnóstico LMD-DM50, LMD-DM30, LMD-DM20, LMD-DM30C y LMD-DM20C.

### Features

#### **Calibrador de monitor**

Permite calibrar el monitor de manera fácil y precisa con el sensor de calibración suministrado.

#### **Permite calibrar el monitor de manera fácil y precisa con el sensor de calibración suministrado.**

Permite medir con precisión la luminancia del monitor.

#### **Controlador de calidad de monitor**

Realiza pruebas de aceptación y consistencia, según las directrices de garantía de calidad AAPM, DIN y JESRA.

#### **Software de utilidades de monitor**

Permite el control central y la gestión de la información del monitor mediante el administrador remoto del sistema.

## Gallery

