

## SU-560

Soporte para monitores de aplicaciones médicas apto para LMD-1951MD, LMD-2451MD y PVM-2551MD



### Overview

El soporte SU-560 de Sony se ha diseñado específicamente para los monitores LCD de aplicaciones médicas LMD-1951MD, LMD-2451MD y PVM-2551MD. Cuenta con cuatro orificios con rosca en la parte inferior que facilitan la instalación permanente en un carrito de equipos médicos.

### Features

#### **Soporte diseñado especialmente para monitores destinados a aplicaciones médicas**

El soporte SU-560 se ha diseñado específicamente para los monitores LCD de aplicaciones médicas LMD-1951MD, LMD-2451MD y PVM-2551MD.

#### **Fácil instalación en carritos de equipos médicos**

El soporte SU-560 incluye cuatro orificios con rosca en la parte inferior que facilitan la instalación permanente en un carrito de equipos médicos.

## Gallery

