

## UPC-21L

Paquete de impresión en color A6 de tamaño grande para las impresoras UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD y UP-20.



### Overview

Paquete grande de impresión en color "A6".

Este producto está disponible en múltiplos de 6 unidades (por caja).

Se utiliza principalmente en aplicaciones de endoscopía y ultrasonido.

### Specifications

#### Especificaciones generales

Contenidos del paquete	200 hojas, 4 cintas tintadas color
Ordenar unidad	1 paquete (múltiplos de 6 unidades)
Dimensión de los soportes	144 x 100 mm

## Gallery

