

## UPC-21S

Paquete de impresión en color A6 de tamaño pequeño para las impresoras UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD, UP-D21MD y UP-20.



### Overview

Paquete pequeño de impresión en color "A6".

Este producto está disponible en múltiplos de 6 unidades (por caja).

Se utiliza principalmente en aplicaciones de endoscopía y ultrasonido.

### Specifications

#### Especificaciones generales

Contenidos del paquete	240 hojas de impresión, 3 cintas tintadas de color
------------------------	--

Ordenar unidad	1 paquete (múltiplos de 6 unidades)
----------------	-------------------------------------

Dimensión de los soportes	100 x 90 mm
---------------------------	-------------

## Gallery

