

## CCMC-T05

Cable para cámara de 5 metros  
para la PMW-10MD



### Overview

#### **Amplía la flexibilidad de la cámara médica**

El cable de cámara CCMC-T05 permite ampliar la cámara médica de dos piezas PMW-10MD. La PMW-10MD tiene un cabezal de cámara compacto que puede acoplarse fácilmente a un microscopio quirúrgico, un brazo de robot quirúrgico, un techo o una unidad de control de cámara separada. El cable de 5 m aumenta la distancia entre el cabezal de la cámara y la unidad de control de la cámara.

#### **Aprobación directivas sanitarias**

El cable de cámara tiene la aprobación de las directivas sanitarias de la Unión Europea.

### Features

#### **Amplía la distancia entre el cabezal de la cámara y la unidad de control de la cámara**

El cable de 5 m está plenamente aprobado por las directivas sanitarias de la Unión Europea y amplía la flexibilidad de la PMW-10MD en entornos quirúrgicos.

## Gallery

