

## CCMA-2DAR

Adaptador 2D para cámaras  
MCC-1000MD



### Overview

Diseñado para su uso en quirófanos, salas de examinación y entornos clínicos similares, este adaptador opcional permite acoplar cámaras médicas compatibles, tales como la MCC-1000MD de Sony, con microscopios quirúrgicos. Esto posibilita la adquisición y la grabación de imágenes de video 2D durante procedimientos como cirugías de cerebro y oftalmológicas.

El adaptador CCMA-2DAR es compatible con microscopios quirúrgicos muy usados.

Su excelente rendimiento en imágenes también posibilita su uso con cámaras de video 4K compatibles.

Cuenta con un anillo de iris que permite realizar ajustes manuales de la apertura. El enfoque se puede ajustar manualmente en el adaptador mismo, o utilizando el control remoto con cable provisto.

### Specifications

#### GENERAL

Montura del lente	Montura en C
-------------------	--------------

Distancia focal	40 mm
-----------------	-------

Apertura abierta (pasos F)	2.8 a 8
Requerimientos de alimentación	3 V CC (dos baterías AA (R6, LR6))
Consumo de energía	0,03 W (Motor: Sin corriente de carga × tensión nominal)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	De 20% a 80% (sin condensación)
Presión de funcionamiento	De 700 hPa a 1060 hPa
Temperatura de almacenamiento y transporte	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento y transporte	De 20% a 80% (sin condensación)
Presión de almacenamiento y transporte	De 700 hPa a 1060 hPa
Medidas externas (unidad principal)	70 mm × 34 mm × 74,5 mm (2 7 /8 × 1 3/8 × 3 pulgadas) (sin partes

	salientes)
Medidas externas (controlador)	69 mm × 28 mm × 115 mm (2 3/4 × 1 1/8 × 4 5/8 pulgadas) (sin cable)
Medidas externas (cable)	∅5,9 mm × 4 m (∅1/4 pulg. × 13,1 pies)
Peso (unidad principal)	430 g (15,2 oz)
Peso (controlador)	250 g (8,8 oz) (excluyendo pilas)
Accesorios provistos	Soporte para adaptador M38 (1) Tapa de conector de cámara (1) Tapa de conector de microscopio (1) Instrucciones de uso (1) Garantía (1) Lista de servicios técnicos (1)

## Related products



### **MCC-1000MD**

Cámara de video de uso quirúrgico de dos piezas Full HD

## Gallery

