

SU-32FW

Soporte de monitor



Overview

Montaje seguro en mesa para el monitor médico LMD-3251MT 3D

La SU-32FW ofrece un montaje estable para el monitor 3D Full HD LMD-3251MT de 32 pulgadas sobre mesa, gabinete o carro médico.

Los cables de conexión están protegidos ordenadamente con una cubierta retráctil en la parte trasera de la base del monitor.

Los ajustes de seguridad ofrecen una sensibilidad extra cuando el monitor se encuentra cerca de una pared.

Gallery

