

## LMD-SN10

Software de gestión en red para monitores de diagnóstico médico de la serie LMD-DM



### Overview

Este software para PC fácil de utilizar permite controlar varios monitores de diagnóstico de la serie LMD-DM desde la red del centro y mediante un terminal remoto.

Entre las funciones de gestión centralizada figuran: aviso de mal funcionamiento de pantalla local; perfiles de pantalla (nombre del modelo, número de serie, código/registro de errores); configuración de la estación de trabajo en red; pruebas e informes de mantenimiento y consistencia.

Compatible con monitores de diagnóstico LMD-DM50, LMD-DM30, LMD-DM20, LMD-DM30C y LMD-DM20C.

### Features

#### **Amplia gama de funciones de gestión en red para monitores de diagnóstico**

Entre las funciones se incluyen: aviso de mal funcionamiento de pantalla local; perfiles de pantalla (nombre del modelo, número de serie, código/registro de errores); configuración de la estación de trabajo en red; pruebas e informes de mantenimiento y consistencia.

#### **Se incluyen 10 licencias**

Permite la gestión en red de hasta diez monitores de diagnóstico de la serie LMD-DM.



## Gallery

