

## RM-91

Control remoto con cable para impresoras médicas



### Overview

Este control remoto con cable opcional se puede utilizar para controlar las impresoras médicas UP-991AD, UP-971AD, UP-990AD, UP-970AD, UP-X898MD, UP-897MD y UP-25MD de Sony.

Conector: Miniconector estéreo

Longitud del cable: 5 m

Peso: 80 g

### Specifications

#### Especificaciones

Descripción	Control remoto
Conector	Mini estéreo
Longitud del cable:	5 m 16 pies 5 pulgada
Peso	80 g 2 7/8 oz
Accesorios provistos	Manual de operación (1)
	UP-20, UP-21MD, UP-25MD, UP-

Impresoras  
compatibles

55MD, UP-897MD, UP-990AD, UP-  
970AD

---

## Gallery

