

SU-600MD

Soporte especialmente diseñado para su uso con monitores LCD pantalla plana de uso médico LMD-X310MD de Sony.



Overview

El soporte SU-600MD para monitores es un accesorio opcional para uso en entornos para el cuidado de la salud. Está especialmente diseñado para su uso con los monitores LCD pantalla plana de uso médico de Sony.

Este elegante soporte para monitor se puede fijar a una superficie horizontal o escritorio, o a un dispositivo o sistema médico compatible.

El ángulo del monitor se puede regular en forma sencilla verticalmente dentro de un rango de -10 grados (hacia abajo) y +20 grados (hacia arriba) sosteniendo la parte superior e inferior del monitor e inclinándolo.

El soporte SU-600MD cumple con los estándares de la Video Electronics Standards Association (VESA).

Specifications

General

Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 °C a +60 °C
--	-----------------

Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a
--------------------------------------	----------

	90%
Presión de funcionamiento/almacenamiento/transporte	De 700 a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	350 X 366,5 X 319 mm
Descripción	Soporte de monitor
Conector	VESA
Contenido:	Base (1) Cuello (1) Tornillos M5 x 20 (4) Tornillos M4 x 14 (4)
Peso	Aprox. 2,9 kg. (6 lb 6,3 oz)
Accesorios provistos	Instrucciones de uso (1) Lista de servicios técnicos (1)

Notas

*1

Las dimensiones son aproximadas.

Gallery

