

## UPA-500

Kit de limpieza para las impresoras médicas de las series UP-DF750, UP-DF550, UP-DF500



### Overview

Este kit de limpieza es compatible con las impresoras médicas Sony de las series UP-DF750, UP-DF550 y UP-DF500.

El kit de limpieza contiene: 5 piezas de rodillo de limpieza, 5 hojas de papel de limpieza, 1 lámina de película protectora.

### Specifications

#### Especificaciones

Descripción	Kit de limpieza
Contenido:	Rodillo de limpieza x 5 Papel de limpieza x 5 Película protectora x 1
Impresoras compatibles	UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750

## Gallery

