

PWSK-4501

Matriz de memoria interna (2 TB)



Overview

Matriz de memoria interna (2 TB)

La matriz de memoria interna PWSK-4501 (2 TB) es compatible con el servidor de producción en vivo PWS-4400, que viene equipado con una capacidad de almacenamiento de 2 TB con una configuración estándar. Puede expandir esa capacidad de almacenamiento hasta 8 TB instalando tres unidades PWSK-4501.

Expansión de la capacidad de almacenamiento del servidor PWS-4500 hasta 8 TB.

Al instalar tres unidades PWSK-4401 en un servidor PWS-4500, se puede aumentar la capacidad de almacenamiento del servidor de producción en vivo hasta 8 TB.

Gallery

