

## AC-300MD

Provee alimentación para monitores médicos LCD de Sony



### Overview

El AC-300MD es un adaptador de alimentación de CA diseñado para utilizarlo con monitores médicos LCD de Sony.

El adaptador puede funcionar en cualquier lugar donde haya un tomacorriente de CA (de 100 a 240 V, 50/60 Hz) disponible. Provee una salida regulada de CC de 26 V (máx. 10,2 A), apta para alimentar monitores.

### Specifications

#### General

Alimentación	ENTRADA DE CA: De 100 V a 240 V (50/60Hz) 3,1 A SALIDA DE CC: 26 V 10,2 A
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C (de 32°F a 95°F)
	De 30% a 85%

Humedad de funcionamiento	(sin condensación)
Presión de funcionamiento	De 700 a 1060 hPa
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90% (sin condensación)
Presión de funcionamiento/almacenamiento/transporte	De 700 a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	245 x 58 x 150 mm 9,6 x 2,3 x 5,9 pulgadas
Peso	1,5 kg 3 lb 3 oz
	Instrucciones de uso (1) Lista de servicios técnicos (1) Código de alimentación

Accesorios provistos

de CA (1)  
(provisto de  
manera  
local)\*  
Conector con  
código de CA  
C13 (1)

\*1

Las  
dimensiones  
son  
aproximadas.

## Related products



### **LMD- X2700MD**

Monitor médico LCD  
4K 2D de 27"



### **LMD- X2705MD**

Monitor para uso  
médico LCD 4K 2D de  
27 pulgadas con 3G-  
SDI



### **LMD- X310MD**

Monitor LCD 4K 2D de  
31" para uso médico



### **LMD- X310MT**

Monitor LCD 4K 2D/3D  
de 31" para uso  
médico

## Gallery

