

CCMC-T05

Cable para cámara de 5 metros para la PMW-10MD



Overview

Amplía la flexibilidad de la cámara médica

El cable de cámara CCMC-T05 permite ampliar la cámara médica de dos piezas PMW-10MD. La PMW-10MD tiene un cabezal de cámara compacto que puede acoplarse fácilmente a un microscopio quirúrgico, un brazo de robot quirúrgico, un techo o una unidad de control de cámara separada. El cable de 5 m aumenta la distancia entre el cabezal de la cámara y la unidad de control de la cámara.

Aprobación directivas sanitarias

El cable de cámara tiene la aprobación de las directivas sanitarias de la Unión Europea.

Features

Amplía la distancia entre el cabezal de la cámara y la unidad de control de la cámara

El cable de 5 m está plenamente aprobado por las directivas sanitarias de la Unión Europea y amplía la flexibilidad de la PMW-10MD en entornos quirúrgicos.

Gallery

