

## UPC-510

Paquete de impresión color para impresoras médicas UP-50, UP-D50 y UP-51MD



### Overview

Paquete de impresión color con sublimación de tita tamaño A5 para impresoras UP-50, UP-D50 y UP-51MD de Sony.

El paquete contiene 200 hojas de impresión más una cinta tintada.

Tamaño del papel 148 x 210 mm.

### Specifications

#### Especificaciones

Tipo de papel	Paquete de impresión en color
Contenido:	200 hojas de papel de impresión 1 rollo de cinta tintada
Tamaño del papel/película	210 mm x 148 mm (A5) 8 3/8 x 5 7/8 pulgadas
Páginas de impresión por rollo	200 hojas de papel de impresión 1 rollo de cinta tintada
Impresoras	UP-51MD,UP-51MDP,UP-D50

compatibles

---

## Gallery

