

# CU-C31

Cápsula de micrófono cardioide de condensador para utilizar con los transmisores de mano DWM-02 y de la serie DWZ



Descripción general Especial para aplicaciones vocales que incluyen presentaciones musicales en directo, la CU-F31 es una cápsula de micrófono cardioide de condensador para los transmisores de mano DWM-02 y de la serie DWZ

**Cápsula de micrófono de condensador para el DWM-02**  
**Transmisor de mano**

## Especificaciones

Especificaciones generales	
Tipo de cápsula	Condensadora
Medidas	1 7/8" de diámetro x 2 1/2" de alto
Directividad	Cardioide
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 20 kHz
Peso	4,8 oz.

## Galería

