

## CCMC-SA10

10-metrowy standardowy przewód do medycznych kamer wideo



### Omówienie

CCMC-SA10 to oferowany oddzielnie 10-metrowy przewód do łączenia głowicy medycznej kamery wideo Sony z jednostką sterującą (CCU). Produkt jest przeznaczony do kamery HD MCC-500MD i kamery Full HD MCC-1000MD.

### Galeria



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.