

CFV-50SC

Nakadka na oson



Overview

W skład tego zestawu wchodzi 50 jednorazowych nakadek higienicznych (samiych nakadek, bez osony oczu i oprawki na oson). Nakadki s przeznaczone do noszenia razem z oson oczu 3D Sony CFV-E30SK.

Przezroczysta nakadka jednorazowego uytku umoliwia bezproblemowe oglądanie obrazu 3D na sali operacyjnej. Chroni oson oczu przed zabrudzeniem i zachlapaniem krwi lub innymi pynami w czasie oglądania obrazów na zgodnych monitorach medycznych 3D Sony.

Nakadki CFV-50SC s przeznaczone do oson oczu CFV-E30SK (3D) i CFV-E20SK (2D) oraz nastpujących monitorów medycznych 3D Sony: LMD-X310MT, LMD-X550MT.

Uwaga: ten produkt nie jest przeznaczony do uycia jako rodek ochrony indywidualnej.

Specifications

Dane ogólne

Temperatura w rodowisku pracy	Od 0°C do 40°C
-------------------------------	----------------

Wilgotno w rodowisku pracy	Od 30% do 85%
----------------------------	---------------

Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -20°C do +60°C
Wilgotno w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 hPa do 1 060 hPa
Wymiary *1	250 × 204 mm
Waga	8,5 g (1 szt.) 425 g (50 szt.)
Dostarczane wyposażenie	Instrukcja obsługi (1)
	*1 Podano przybliżone wymiary.

Related products



CFV-E30SK

Zestaw z osłonami oczu 3D



LMD-X310MT

31-calowy monitor medyczny LCD 3D/2D o rozdzielczości 4K



LMD-X550MT

55-calowy monitor medyczny LCD 3D/2D o rozdzielczości 4K

Gallery

