

CFV-E20D

Osona oczu 2D



Overview

Zestaw zawiera 15 oson oczu 2D jednorazowego uytku. Osony te s przeznaczone do uytku w oprawce na oson CFV-B100 (sprzedawanej oddzielnie).

Jednorazowe osony oczu s przeznaczone dla medycznego personelu pomocniczego na sali operacyjnej, który przy oglądaniu stereoskopowego obrazu wywietlanego na monitorze medycznym Sony podczas zabiegu chirurgicznego mógby zacz odczuwa dyskomfort lub chorob lokomocyjn. Filtr 2D (polaryzator lewoskrtny) umoliwia personelowi na sali operacyjnej oglądanie obrazu na monitorze w wersji dwuwymiarowej, przyczyniajc si do poprawy komfortu pracy i eliminujc „chorob 3D”.

Oson oczu montuje si w oprawce na oson, która jest lekka i wygodna nawet przy dugotrwaym noszeniu. Zaoenie oprawki z oson oczu chroni personel medyczny przed ochlapaniem krwi lub pynami ustrojowymi, co zdarza si podczas wykonywania zabiegów na sali operacyjnej.

Osona oczu 2D jest zgodna z okularami BKM-30GM i BKM-31GM (mona jej uy zamiast okularów 30/31GM).

Specifications

Parametry techniczne

Temperatura w rodowisku pracy	Od 0 do 40°C
Wilgotno w rodowisku pracy	Od 30% do 85%
Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -20°C do 60°C
Wilgotno w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x d.) *1	235 x 77 mm (osona 2D) (15 szt.) 9 3/8 × 3 1/8 cala (osona 2D) (15 szt.)
Waga	Okoo 7 g (osona 2D) (15 szt.) Okoo 0,25 oz (osona 2D) (15 szt.)
Dostarczane wyposaenie	Instrukcja obsugi (1 szt.) Procedura zakadania (1 szt.)
	Ten produkt spenia wymagania

Przepisy bezpieczeństwa

określone
w Zaczniku II do
Dyrektywy
89/686/EWG
w sprawie rodków
ochrony
indywidualnej (OI).

Uwagi

*1

Wymiary s przybliżone.

Gallery

