

## CU-C31

Kapsua kardioidalnego mikrofonu pojemnościowego do uytku z nadajnikami rcznymi serii DWM-02 i DWZ



### Overview

Zaprojektowana pod ktem zastosowań wokalnych, w tym koncertów muzycznych na ywo, kapsua kardioidalnego mikrofonu pojemnościowego CU-C31 jest przeznaczona do uytku z rcznym nadajnikiem DWM-02 i rcznymi nadajnikami serii DWZ

### **Kapsua mikrofonu pojemnościowego do uytku z nadajnikiem DWM-02**

### **Nadajnik rczny**

### Specifications

#### Dane techniczne

Typ kapsuy

Pojemnościowy

Wymiary

1 7/8" (rednica) × 2 1/2"  
(wysoko)

Charakterystyka kierunkowa

Kardioidalny

Pasmo czstotliwoci

Od 60 Hz do 20 kHz

Waga

136 g

---

## Gallery

