

LMD-XH550MD

55-calowy monitor chirurgiczny
4K 2D



Specifications

Parametry obrazu

Panel	Aktywna matryca TFT LCD
Rozmiar obrazu (przektna)	1387,8 mm
Efektywny rozmiar obrazu (poziomo x pionowo)	1209,6 × 680,4 mm (47 5/8 × 26 7/8 cala)
Wielko piksela	0,315 × 0,315 mm (0,0124 × 0,0124 cala)
Rozdzielczo (poziomo x pionowo)	3840 x 2160 pikseli
Proporcje	16:9
Sprawno pikseli	99,99%
Podwietlenie	LED

Technologia panelu	Wyświetlacz LCD z matrycą IPS
Luminancja (specyfikacja panelu)	1500 cd/m ² (warto typowa, maks.)
Współczynnik kontrastu	1 000 000:1 (warto typowa)
Kolory	10-bitowa paleta kolorów (1 073 741 824)
Liczba klatek na sekund (panel)	50/60 Hz
Kty widzenia (specyfikacja panelu)	89°/89°/89°/89° (warto typowa) (kontrast z góry / z dołu / z prawej / z lewej > 10:1)
Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, wyrównanie, HLG

Wejście

Wejście HDMI	HDMI (x1) (zgodno z HDCP 2.3)
Wejście DVI-D	DVI-D (x1) (pojedyncze cze TMDS, zgodno z HDCP 1.4)
Wejście SDI	BNC (× 2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (× 1), 3G/HD/SD-SDI
DisplayPort	Display Port (x1) (zgodno z

	SST, HDCP 1.3)
Szeregowe zcze zdalnego sterowania (LAN)	RS-232C (9-stykowe D-sub) (× 1), RJ-45 (× 1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
Zdalne sterowanie	Gniazdo mini jack stereo (x1)
Wejcie prdu przemienneego	Zcze sygnau wejciowego AC (x1) AC 100–240 V, 50/60 Hz
Wejcie DC	-

Wyjcie

Wyjcie SDI	BNC (× 2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (× 1), 3G/HD/SD-SDI
Wyjcie CLONE	BNC (x1) 12G 3G-SDI
Wyjcie DC 5 V / 12 V	Wyjcie napicia staego 5 V (× 1) 2,0 A maks., Wyjcie napicia staego 12 V (× 1) 2,5 A maks.

Dane ogólne

Zasilanie	AC IN: 100–240 V, 50/60 Hz, 3,1–1,1 A
Pobór mocy	Okoo 290 W (maks.)

Temperatura w rodowisku pracy	Od 0°C do 40°C
Wilgotno w rodowisku pracy	Od 30% do 85% (bez kondensacji)
Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -20°C do +60°C
Wilgotno w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x g.)	Ok. 1249,6 × 763,3 × 92,8 mm (Ok. 49 ¼ × 30 × 3 ¾ cala)
Waga	Okoo 25 kg (okoo 55 lb 1,8 oz)
Mocowanie (szer. × wys.)	200 × 200 mm, 400 × 200 mm
Stopień IP	IP45 (przód)/IP32 (pozostae)

Dostarczane wyposaenie

Przewód zasilania sieciowego AC
(1 szt.),

Uchwyt przewodu zasilania sieciowego AC (2 szt.),
Dokument „Przed skorzystaniem z urządzenia” (1 szt.),
Płyta CD-ROM (zawierająca instrukcję obsługi) (1 szt.),
Lista punktów serwisowych (1 szt.),
ruba M6 × 12 mm (4 szt.)

Related products



LMD- XH550MT

55-calowy monitor medyczny LCD 3D/2D o rozdzielczości 4K



LMD- XH320MT

32-calowy monitor medyczny LCD 3D/2D o rozdzielczości 4K



HVO- 4000MT

Rejestrator medyczny 4K 2D/3D



MCC- 1000MD

Dwuelementowa chirurgiczna kamera wideo Full HD

Gallery

