

SU-32FW

Podstawa monitora



Overview

Bezpieczne mocowanie biurkowe do monitora medycznego 3D LMD-3251MT

SU-32FW zapewnia stabilne mocowanie monitora medycznego Full HD 3D 32 cale LMD-3251MT na biurku, na obudowie sprzętu lub na wózku medycznym.

Przewody poczeniowe s zabezpieczone za pomoc zatrzaskowej osony znajdujcej si z tyu podstawy monitora.

Uchwyty zabezpieczajce zapewniaj dodatkow stabilno w przypadku ustawienia monitora w pobliu ciany.

Gallery

