

## SU-560

Stojak dedykowany do monitorów medycznych z serii LMD-1951MD, LMD-2451MD i PVM-2551MD



### Overview

Stojak Sony SU-560 został zaprojektowany specjalnie dla medycznych monitorów LCD z rodzin LMD-1951MD, LMD-2451MD i PVM-2551MD. Na spodzie ma cztery gwintowane otwory umożliwiające jego trwałe przymocowanie do wózka na sprzęt medyczny.

### Features

#### **Stojak dedykowany do monitorów medycznych**

Stojak Sony SU-560 zaprojektowano specjalnie dla medycznych monitorów LCD z rodzin LMD-1951MD, LMD-2451MD i PVM-2551MD.

#### **Wygodny montaż na wózku sprztowym**

Stojak SU-560 ma na spodzie cztery gwintowane otwory, które umożliwiają jego trwałe przymocowanie do wózka na sprzęt medyczny.

## Gallery

