

SU-600MD

Specjalnie zaprojektowany stojak na monitory medyczne z paskim panelem LCD



Overview

Stojak na monitor SU-600MD jest opcjonalnym elementem wyposażenia przeznaczonym do użytku w placówkach suby zdrowia. Zaprojektowano go do użytku z monitorami medycznymi z paskim panelem LCD.

Ten stylowy stojak na monitor można zamocować na paskiej powierzchni, biurku itp. lub na współpracującym urządzeniu lub systemie medycznym.

Kąt nachylenia monitora można z łatwością regulować w zakresie od -10° (w dół) do $+20^{\circ}$ (w górę) — wystarczy w tym celu chwycić gór i dół monitora i przechylić go.

Stojak SU-600MD jest zgodny ze standardami VESA (Video Electronics Standards Association).

Specifications

Dane ogólne

Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -20°C do 60°C
---	--

Wilgotność w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
--	---------------

Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x d.) *1	350 x 366,5 x 319 mm
Opis	Podstawa monitora
Zcze	VEESA
Spis treci	Zespó podstawy (1 szt.) Zespó supka (1 szt.) ruby M5 x 20 (4 szt.) ruby M4 x 14 (4 szt.)
Waga	Okoo 2,9 kg (6 lb 6,3 oz)
Dostarczane wyposaenie	Instrukcja obsugi (1 szt.) Lista punktów serwisowych (1 szt.)

Uwagi

*1 Wymiary s przyblione.

Gallery

