

## UPC-21L

Zestaw do kolorowych wydruków A6 w duym formacie przeznaczony do drukarek UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD i UP-20.



### Overview

Zestaw A6 do kolorowych wydruków w duym formacie.

Produkt jest dostępny w opakowaniach po 6 zestawów (1 karton zbiorczy).

Główne obszary zastosowania: endoskopia i ultrasonografia.

### Specifications

#### Ogólne dane techniczne

Zawarto zestawu	200 arkuszy nonika do wydruków, 4 kolorowe tamy z tuszem
Jednostka zamówienia	1 opakowanie (wielokrotnie 6 zestawów)
Rozmiar nonika	144 x 100 mm

## Gallery

