

UPC-21S

Zestaw do kolorowych wydruków A6 w małym formacie przeznaczony do drukarek UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD, UP-D21MD i UP-20.



Overview

Zestaw A6 do kolorowych wydruków w małym formacie.

Produkt jest dostępny w opakowaniach po 6 zestawów (1 karton zbiorczy).

Główne obszary zastosowania: endoskopia i ultrasonografia.

Specifications

Ogólne dane techniczne

Zawarto zestawu	240 arkuszy nonika druku, 3 tamy z kolorowym tuszem
Jednostka zamówienia	1 opakowanie (wielokrotnie 6 zestawów)
Rozmiar nonika	100 x 90 mm

Gallery

